

CharruaSoft tiene el agrado de presentarles su nuevo lanzamiento:

CharruaPACS advanced 6.29.

Hemos mejorado nuestro sistema de PACS

Esta nueva versión cuenta con las siguientes mejoras:

1. En esta versión se incluyó el Cornerstone DICOM HTML5 viewer para WEB browsers.
2. Se agregó una opción de encriptación para DICOM TLS y WEB HTTPS.
3. Se incluyó un apoyo preliminar para DICOMWeb Rest API: WADO-RS, STOW-RS y QIDO-RS.
4. Esta nueva versión contará con la opción de autenticación por Active Directory.
5. Se corrigieron los bugs más importantes .

Nos gustaría tener su feedback de esta nueva versión.

**Para solicitar asistencia en la instalación de la actualización por favor
contáctenos**

www.charruasoft.com